



LM **LM-
PROPOWER
COMBILED**

feel the
difference

ефективний ергономічний
п'єзоелектричний скалер UltraLed та
полірувальний апарат AirLed

LM-ProPower CombiLED – ефективний п'єзоелектричний скалер UltraLed та полірувальний апарат AirLed в одному універсальному, ергономічному корпусі. Такий симбіоз значно підвищує ефективність роботи.

Прилад обладнаний наконечником з яскравим світлодіодним підсвічуванням, яке дає оптимальну видимість в ділянці стоматологічного втручання. Ергономічний наконечник ErgoGrip з м'яким силіконовим чохлам забезпечує зручність в роботі і гарантує чудову чутливість інструмента. Обладнання з використанням світлових діодів LED, сучасна електроніка, якість та довговічні насадки LM-DuraGradeMAX спрощують процес лікування, який потребує максимальної точності.

Спектр використання: професійний догляд за ротовою порожниною – гігієна та пародонтологія, а також ендодонтія, імплантологія, мінімально інвазивні методи лікування та апікальна хірургія.

Широкий асортимент насадок - більше 50 шт.

Максимальна гігієна при роботі, як беззаперечна перевага:

- Легка функція автоматичного очищення забезпечує надійну та стабільну роботу
- Безшовна конструкція носиків тримає воду та порошок окремо до останньої секунди роботи
- Подача води для очистки активується за допомогою педалі
- З'ємні та автоклавуємі носики та ручка скалера легко очищуються

Скейлінг потребує точності. Вибір необхідного інструменту має первинне значення в досягненні якісного періодонтального лікування. Широкий спектр насадок надає можливості вибору для кожної конкретної ситуації.

Технічні характеристики:

В x Ш x Г	270x140x165 мм (без контейнерів для води і соди)
Вага	3400 г
Робоча напруга	100 В, 50–60 Гц / 115 В, 50–60 Гц / 230 В, 50–60 Гц
Шнур живлення	окремий із захисним заземленням
Споживана потужність	макс. 40 ВА
Енергоспоживання скалера	макс. 24 ВА
Вихідна потужність скалера	макс. 10 Вт. (24–28 kHz, автоматична настройка)
Тиск води	1–10 бар (0,1–1,0 МПа) при підключенні до магістралі
Водяне споживання	10–50 мл/хв.
Об'єм водяного диспенсера	500 мл
Тиск повітря в диспенсері	4 - 10 бар (0,4 - 1,0 МПа)
Повітряне споживання	макс. 20 л/хв.
Об'єм контейнера для соди	40 г
РЕКОМЕНДАЦІЯ!	ВИКОРИСТОВУВАТИ СУХЕ ФІЛЬТРОВАНЕ ПОВІТРЯ

Види приладів:

LM-ProPower CombiLED
з водяним диспенсером
Код для замовлення: LM 10075

Комплектація:

Ергономічні ручки LM-ErgoGrip – 3 шт.
Ультразвукові насадки – PE-37,
PE-40H, PE-41PS.
Динамометричні ключі – 3 шт.
Насадка-сопло-1 шт.

PLANMECA GROUP



LM

feel the
difference

НАСАДКИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ТВЕРДИХ МАСИВНИХ ВІДКЛАДЕНЬ

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-31



Для видалення надясенних зубних відкладень на лінгвальних, букальних та апроксимальних поверхнях.



Код для замовлення: LM100131

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-32



Для видалення надясенних зубних відкладень на лінгвальних, букальних та апроксимальних поверхнях.



Код для замовлення: LM100132

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-39



Для видалення надясенних зубних відкладень на лінгвальних, букальних та апроксимальних поверхнях.



Код для замовлення: LM100139

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-41A



Для видалення надясенних зубних відкладень на лінгвальних, букальних та апроксимальних поверхнях.



Код для замовлення: LM100141A

УНІВЕРСАЛЬНІ НАСАДКИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБНОГО КАМЕНЮ

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-37



Призначена переважно для видалення піддясеневих відкладень, тонкий наконечник легко проникає в глибокі кишені та добре працює в зоні фуркації коренів.



Код для замовлення: LM100137

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-37L



Аналогічна форма та призначення як в 37, тільки робочий кінчик розвернутий вліво, для кращого доступу в зону фуркації.



Код для замовлення: LM100137L

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-37R

Аналогічна форма та призначення як в 37, тільки робочий кінчик розвернутий вправо, для кращого доступу в зону фуркації.

Код для замовлення: LM100137R

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-41P

Надясенний скейлінг зубних відкладень на лінгвальних, букальних та апроксимальних поверхнях.

Код для замовлення: LM100141P

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-41AF

Для видалення надясенних зубних відкладень на лінгвальних, букальних та апроксимальних поверхнях.

Код для замовлення: LM100141AF

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-41PF

Для видалення надясенних зубних відкладень на лінгвальних, букальних та апроксимальних поверхнях.

Код для замовлення: LM100141PF

ПАРОДОНТОЛОГІЧНІ НАСАДКИ

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-33

Підясеневий скейлінг та зона фуркацій кореня.

Код для замовлення: LM100133

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-33L

Аналогічна форма та призначення як в 33, тільки робочий кінчик розвернутий вліво, для кращого доступу в зону фуркації.

Код для замовлення: LM100133L

Рівень потужності та режиму роботи:



Макс. 40 %



Макс. 70 %



Макс. 100 %



НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-33R

Аналогічна форма та призначення як в 33, тільки робочий кінчик розвернутий вправо, для кращого доступу в зону фуркації.

Код для замовлення: LM100133R



НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-38

Для видалення підясених зубних відкладень на лінгвальних, букальних та апроксимальних поверхнях та легкого надясенного скейлінгу та полірування.

Код для замовлення: LM100138



НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-38L

Для видалення підясених зубних відкладень на лінгвальних, букальних та апроксимальних поверхнях та легкого надясенного скейлінгу та полірування, кінчик повернуто вліво для кращого доступу в зону фуркації.

Код для замовлення: LM100138L



НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-38R

Для видалення підясених зубних відкладень на лінгвальних, букальних та апроксимальних поверхнях, та легкого надясенного скейлінгу та полірування, кінчик повернуто вправо для кращого доступу в зону фуркації.

Код для замовлення: LM100138R



НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-40

Використовується для більш глибокого лінгвального та букального субгінгівального скейлінгу та підходить для зняття незначних надясених відкладень та полірування.

Код для замовлення: LM100140



НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-40L

Використовується для більш глибокого лінгвального та букального субгінгівального скейлінгу та підходить для зняття незначних надясених відкладень та полірування, кінчик повернуто вліво для кращого доступу в зону фуркації.

Код для замовлення: LM100140L

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-40R



Використовується для більш глибокого лінгвального та букального субгінгивального скейлінгу та підходить для зняття незначних наддясневих відкладень та полірування, кінчик повернуто вправо для кращого доступу в зону фуркації.

Код для замовлення: LM100140R

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-40H



Для глибокого субгінгивального скейлінгу, найкраще працює лінгвально на різцях.

Код для замовлення: LM100140H

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-41PS



Використовується для більш глибокого лінгвального та букального субгінгивального скейлінгу та підходить для зняття незначних наддясневих відкладень та полірування.

Код для замовлення: LM100141PS

НАСАДКА ДЛЯ СКЕЙЛІНГУ PE-40HS



Універсальна насадка для видалення над- та піддясневих зубних відкладень. Робоча частина як у PE-40H, але робоча частина тонша. Витончений кінчик забезпечує кращий доступ апроксимально в глибокі кишені.

Код для замовлення: LM100140HS

НАСАДКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ІМПЛАНТАТАМИ

НАСАДКА ДЛЯ ІМПЛАНТАТІВ ІМ-1



Для видалення масивних відкладень на імплантаті, абатменті та коронці. Робоча поверхня вкрита спеціальним PEEK матеріалом, який запобігає пошкодженню та знебарвленню імплантату. Використовується разом з тримачами ІН-1, ІН-2.

Код для замовлення: LM1001301

НАСАДКА ДЛЯ ІМПЛАНТАТІВ ІМ-2



Форма робочої частини аналогічна до ІМ-1, але розвернута на 130° для кращого доступу до важкодосяжних поверхонь. Використовується разом з тримачами ІН-1, ІН-2.

Код для замовлення: LM100102



Ексклюзивний представник
LM-DENTAL в Україні:
АІТАС ПЛЮС, Рівне
(067) 360-82-28, (050) 435-42-90
aitasplus1@gmail.com
www.aitas.com.ua

